

# BARRIER® EasyWarm®

Aktivt, selvvarmende tæppe til engangsbrug



BARRIER® EasyWarm® tæppet opnår arbejdstemperaturen inden for 30 minutter og opretholder den i op til 10 timer.

- Bruges før, under og efter operationer for at hjælpe med at forebygge hypotermi
- Tæppet begynder at varme så snart, det tages ud af pakningen
- Fungerer uden brug af ekstra udstyr både ved opsætning og under brug

## Brugsvejledning



**1.** Riv pakken op ved det forskårne punkt i det øverste venstre hjørne. Fjern tæppet fra pakken for at eksponere BARRIER® EasyWarm® for ilt.



**2.** Åben og fold BARRIER EasyWarm helt ud og læg det ikke dobbelt. Når tæppet eksponeres for ilt, opnår det driftstemperaturen inden for 30 minutter. Temperaturen opretholdes i op til 10 timer.



**3.** Placér BARRIER EasyWarm med puderne opad. Du bør ikke lægge ekstra vægt på tæppet.



**4.** Under den pre- og postoperative periode, og under kirurgiske indgreb på hænder, arme eller hoved, placeres BARRIER EasyWarm over hele kroppen.



**5.** Ved kirurgiske indgreb i det nedre, abdominale områder og nedre ekstremiteter, placeres BARRIER EasyWarm over de øvre ekstremiteter og brystet med tæppets udskæring ved hovedet.



**6.** For kirurgiske indgreb over genitalia, placeres BARRIER EasyWarm over den nedre del af kroppen.

## Sådan anvendes tæppet

- Må kun anvendes under opsyn af en sundhedsfaglig person.
- Placér tæppet på patienten med varmepuderne pegende opad. Den korrekte side er angivet med "THIS SIDE UP" mærkning på tæppet.
- Fold ikke tæppet dobbelt.
- Undgå at lægge ekstra vægt (inklusive medicinske instrumenter) eller tryk ovenpå tæppet. Den bedøvede patients hænder, arme og ben bør ikke blive placeret oven på tæppet.
- Overvåg jævnligt hudreaktioner iht. klinisk praksis.
- Må kun anvendes på patienter fra 18 år.

## Forholdsregler/kontraindikationer

- Må ikke anvendes på patienter med stærkt nedsat perifær cirkulation (inkl. huden).
- Tæppet må ikke anvendes i et oxygenrigt miljø, f.eks. må tæppet ikke anvendes ved iltbehandling i trykkammer og varmepuderne bør ikke komme i kontakt med tilslutning til iltbaseret behandling eller apparater.
- Varmepuderne er magnetiske og kan ikke gennemlyses. Tæppet skal fjernes, før der tages billeder med MRI- eller røntgenudstyr.
- Varme genereret fra tæppet kan resultere i øget lægemiddeldosering fra transdermale medicinsystemer (plastre).

## BARRIER® EasyWarm® aktivt, selvvarmende tæppe

Varenr.	Produkt	Materiale	Indpakning	Pakning (TRP)
629900	12 iltaktiverede varmepuder (13cm x 10cm) integreret i lommer ovenpå tæppet. Tæppets størrelse er 152cm x 92cm.	Flere lag SMS (polypropylen). Lagene og lommerne er syet med polyester/bomuldstråd. Varmepuderne er lavet af luftgennemtrængelige poser indeholdende aktivt kul, ler, salt, vand og jernpulver.	Vakuumpakket i en lufttæt polymerpose. Polymerposerne er pakket ind i bobleplast og derefter pakket i en transportkarton.	10 stk.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke, BARRIER og EasyWarm varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0432111

  
**Mölnlycke®**