

# PRODUKTDATABLAD

## Curas pose m. SAP, til tømning af kateterposer

Det er en krævende opgave at styre tømningen af urinposer fra en kateteriseret patient, men Curas lukkede tømmepose gør det nu både lettere og sikrere, takket være den unikke løsning. Urinen tømmes direkte over i tømmeposen, hvor den omgående indkapsles i posens SAP pulver. Ved sit design hjælper posen brugeren med at undgå stænk, stopper forureningen af dræningsstudsens, og som noget af det vigtigste, fjerner behovet for at sidde i ubehagelige og akavede positioner i lang tid. Den opsamlede urin forbliver indkapslet i Curas tømmepose, og posen skal blot proppes til og kasseres sammen med indholdet.

Det lukkede system er udviklet til at passe til Curas C2, C4, C6, C8 og C10 systemer samt alle større mærker af tømmebare urinposer.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC, Dacron, polyethylen, sodium polyacrylate
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

Curas pose m. SAP, til tømning af kateterposer

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0623035	Curas	Pose med SAP, til tømning af kateterposer	1500 ml	Pk a 25 stk. - krt a 8 pk	20465