

# PRODUKTDATABLAD

## Fortune suprapubic guidewire, steril

Fortune Guidewire anvendes i forbindelse med skift af suprapubiske katetre, således at katetret kan fjernes og et nyt isættes uden at hullet lukker.

Den fleksible ende af guidewiren skal altid introduceres i blæren.

Guidewiren er PTFE coated og måler 0,035" X 100 cm

Til engangsbrug.



<b>Indholdsstoffer/materialer:</b>	PTFE coated stål
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger
<b>Holdbarhed:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0680103	Fortune suprapubic	Guidewire, steril	100cm	Æske a 50 stk.	C-GW-RF100035