

# PRODUKTDATABLAD

## Curas pulp, urinopsamler

Placeres fortil i toiletkummen, og fastholdes med toiletbrættet. Når urinen er ladet, kan mængden aflæses, og en prøve hældes over i prøveglas, ved hjælp af opsamlerens hældestuds.

Urinopsamleren kan tømmes i toilettet og kasseres sammen med andet affald, eller bortskaffes i en Macerator.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Pulp
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	-
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	8 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Curas pulp, urinopsamler

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0840133	Curas	Pulp, Urinopsamler til toiletkumme	800 ml	Pk a 25 stk. - krt a 10 pk	08040