

PRODUKTDATABLAD

Assura® konnektor til urostomipose

Assura konnektor som bruges i forbindelse med, at urostomiposen skal kobles til et drænagesæt. Konnektoren betyder, at man kan forbinde en urostomipose fra Coloplast® med alle typer natposer til drænage.

Den smalle ende skubbes ind i udløbsventilen på urostomiposen, mens den anden kobles til natposen.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyethylen, PVC
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares ved max. 25°C. Undgå direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	Min. 3 år v/levering
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Assura® konnektor til urostomipose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0360051	Assura	Konnektor til urostomipose	Æske a 40 stk.	9800