

PRODUKTDATABLAD

Biatain Alginate Ag, steril

Biatain Alginate Ag kan anvendes på alle moderat til kraftigt væskende sår af partiel eller fuld tykkelse, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, donorsteder, traumatiske sår og andengradsforbrændinger.

Biatain Alginate Ag kan anvendes på inficerede sår eller sår med risiko for infektion. Biatain Alginate Ag kan anvendes under kompressionsbandager. Biatain Alginate Ag bør ikke anvendes på tørre eller let eksuderende sår eller til at kontrollere kraftig blødning.

Biatain Alginate Ag er en højtabsorberende alginatbandage med sølv til moderat til kraftigt væskende inficerede sår og sår med risiko for infektion.

Biatain Alginate Ag har en dokumenteret hæmostatisk effekt, dvs. evnen til at stoppe blodstrømmen ved mindre blødninger.



Indholdsstoffer/materiale: Natrium-kalcium-alginat, ioniseret sølvkomplex, CMC

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE III

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Biatain Alginate Ag, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4289069	Biatain Alginate AG	alginatbandage med sølv, steril	5x5cm	æske a 30 stk-krt a 24 æsker	3755
4289070	Biatain Alginate AG	alginatbandage med sølv, steril	10x10cm	æske a 10 stk- krt a 24 æsker	3760
4289071	Biatain Alginate AG	alginatbandage med sølv, steril	15x15cm	æske a 10 stk-krt a 24 æsker	3765
4289072	Biatain Alginate AG	alginatbandage med sølv, steril	3x44cm	æske a 10 stk-krt a 24 æsker	3780