

PRODUKTDATABLAD

DebriSoft Pad® afvaskningssvamp m. lomme, steril

DebriSoft Pad med lomme og "lolly" afvaskningssvamp på pind til aktiv debridering er en hurtig, effektiv og sikker måde til at oprense/debridere overfladiske sår og såromgivelser. Den er effektiv til, at fjerne bløde fibrinbelægninger, bløde nekroser og til fjernelse af keratose.

Under oprensning/debridering binder DebriSoft fibrin, eksudat, bakterier og keratoser.

Nem at anvende, fugtes med NaCl eller rent vand før brug.

DebriSoft Pad med lomme gør det nemt for brugeren at anvende pad'en og giver samtidig større kontrol over bevægelserne under anvendelse mens "lolly" udgaven gør det lettere at debridere i mindre eller dybere sår.



PRODUKTDATABLAD

DebriSoft Pad® afvaskningssvamp m. lomme, steril

Indholdsstoffer/materiale:	Mikrofiber fremstillet af polyester
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
Særlig mærkning:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed:	3 år
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur, uden direkte sollys
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/genbrug

Sortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	størrelse	Indhold	Ref. nr.
4289956	DebriSoft Pad	afvaskningssvamp til sår, mikrofiber, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	34321
4289957	DebriSoft Pad	afvaskningssvamp til sår, mikrofiber, steril	13 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	34323
4289965	DebriSoft	Lolly afvaskningssvamp på pind t/kaviteter, steril		æske a 5 stk - krt a 10 æsker	33224