

# PRODUKTDATABLAD

## Pico foam filler, steril

Pico foam filler, steril

Til brug sammen med PICO eller Renasys systemer til behandling med negativt tryk.

Anvend skum eller gaze til sår med mere end 0,5 cm dybde. Med sårfyldningsmateriale kan det negative tryk dække hele sårbunden.

Ved brug af sårfyldningsmateriale, bør bandagen/kittet (PICO/RENASYS) skiftes 2-3 gange per uge, i henhold til lokale kliniske retningslinjer og producentens anvisninger.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyurethanskum

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE 2b

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** Nej

**Holdbarhed uåbnet:** 3 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

Pico foam filler, steril

## Sortimentsoversigt

Varenr	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4201007	Pico	Foamfiller small, NPWT, steril	10x12,5x1,5cm	Æske a 5 stk	66801021