

Flocare bolusadapter ENFit

Flocare® Bolusadapter med ENFit anvendes til administration af sondeernæring for at skabe kompatibilitet mellem sonde-ernæringsbeholder og sprøjte med ENFit, når sonde-ernæringen skal gives som bolus.

Flocare Bolusadapter må kun benyttes som single use, og følger dermed ernæringsflasken. Brugstiden er op til 24 timer, men for den samme flaske. Sondeernæring tilkoblet Bolus adaptoren bør opbevares i køleskab og max i 24 timer.

Det samme gælder Flocare ernæringssæt, de følger flasken og kan bruges til én flaske i op til 24 timer.

Vi fraråder derfor, at man re-spiker Flocare bolusadapter og Flocare ernæringssæt.



Materialer:	Plast.
Indikation:	Velegnet til administration af sondeernæring for at skabe kompatibilitet mellem sondeernæring og sprøjter med ENFit, når sondeernæringen skal gives som bolus.
Klassifikation:	Klasse I-S.
Steril vare:	Nej.
Opbevaring:	Tørt.
Holdbarhed:	2 år.
Bortskaffelse:	Forbrænding / genbrug.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Pakning	Reference
1126036	Flocare	Bolusadapter ENFit	Æske á 30 stk	190390

For sundhedsfagligt personale