

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek® Mobile teststrimler

Test til brug sammen med Accu-Chek Mobile blodsukkerapparat, som har strimmelfri teknologi.

Let håndterlig kassette. Apparatet holder øje med udløbsdatoen på teststrimlerne.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.

Kan måle op til 4000 meter over havets overflade uden at resultatet påvirkes.



1. Åbn skydedækslet
2. Udtag en bloddråbe
3. Påfør blod
4. Aflæs resultatet, og luk skydedæksle



Måleområde:

Blodsukker: 0,6 – 33,3 mmol/l

Kodes/kalibreres:

Automatisk

Måletid:

5 sekunder

Blodmængde:

0,3 µl

Indholdsstoffer/materiale:

Mutationsvariant i quinoprotein glukosedehydrogenase, Pyrroloquinolinquinon, Bis-(2-hydroxyethyl)-(4-hydroximinocyclohexa-2,5-dienyliden)-ammoniumchlorid, fosformolybdænsyre, natriumsalt, Satbilisator.

PVC/ftalater:

Nej/Nej

Latex:

Nej

CE klassifikation:

IVD-B

Steril:

Nej

Opbevaring:

Tørt og stuetemperatur, +2 °C til 30 °C

Holdbarhed fra produktionsdato:

18 måneder

Holdbarhed teststrimler efter åbning:

Teststrimlerne kan holde sig i 90 dage efter ibrugtagning

Bortskaffelse af vare:

Følg lokale regler

Bortskaffelse af emballage

Forbrænding/genbrug

Blodet suges fra:

Båndet

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek® Mobile teststrimler

Genopfyldning af teststrimmel:	Nej
Måling skal foretages ved temperatur:	+10 °C til +40 °C
Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:	Ja
Særlig bemærkning:	Teststrimmel kan anvendes en gang
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Teststrimler passer til følgende apparat:	6408374 Accu-Chek Mobile

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6408372	Accu-Chek Mobile	teststrimler i kassette	æske a 50 stk.	05953740370