

# PRODUKTDATABLAD

## Pennine fingertip

### Pennine fingertip

Placeres mellem sugekateter og sugeforbindelsesslangen.

Sikrer kontrolleret sugning med et minimum af residual vakuum.

Med han-konus for hurtig connection.

Forsynet med prop hvis konstant sugning ønskes.

Til engangsbrug.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Medicinsk PVC
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Nej (DEHP fri)
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, mørkt og køligt er optimal
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Til engangsbrug
<b>Bortskaffelse vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	–

# PRODUKTDATABLAD

## Pennine fingertip

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
2108101	Pennine	fingertip	Krt. a 1200 stk.	VC-2/BULK