

# PRODUKTDATABLAD

## EASY glidestykke

### Easy glidestykke

Findes i flere størrelser (se sortimentsoversigt)

Easy glide- og vendestykke nedsætter gnidningsmodstanden og aflaster hjælperen, når en person skal flyttes over i en seng eller på en stol.

Glide- og vendestykket bør normalt være min. 1x1m ved flytninger i sengen og min. 1x0,5m ved brug i forbindelse med en stol. Det optimale vil være, hvis størrelsen tilpasses den enkelte person, sådan at Easy glide- og vendestykke dækker trykpunkterne hoved, skuldre, sædet/hofter og hæle.



**Indholdsstoffer/materiale:** Nylon

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Ingen særlige opbevaring eller håndteringsanbefalinger

**Opbevaring åbnet:** Ingen særlige opbevaring eller håndteringsanbefalinger

**Holdbarhed uåbnet:** -

**Holdbarhed åbnet:** -

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding

**Bemærkninger:** Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## EASY glidestykke

### Mediq sortimentsoversigt

Vare	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Salgsenhed	Ref.nr.*
0421600	Easy	glidestykke, bredde 150cm	150x100m	Rulle a 100m	RL	0.75DK66XW
0421601	Easy	glidestykke, bredde 150cm	5m	Stk	STK	Tilpasset
0421602	Easy	glidestykke, bredde 150cm	10m	Stk	STK	Tilpasset
0421603	Easy	glidestykke, bredde 150cm	20m	Stk	STK	Tilpasset
0421604	Easy	glidestykke, bredde 150cm	10m	Pk. a 10 stk.	PK	Tilpasset
0421606	Easy	glidestykke bredde 70 cm	70x50m	Rulle a 50m	RL	Tilpasset

\*Henviser til producentens reference nr.