

PRODUKTDATABLAD

Siemens Multistix®

Multistix 10 SG

Teststrimmel til undersøgelse for massefylde, pH, leukocytter, nitrit, protein, glukose, ketonstoffer, urobilinogen, bilirubin og blod.

Multistix 8 SG

Teststrimmel til undersøgelse for massefylde, pH, leukocytter, nitrit, protein, glukose, ketonstoffer og blod.

Multistix 7

Teststrimmel til undersøgelse for pH, leukocytter, nitrit, protein, glukose, ketonstoffer og blod.

Multistix 5

Teststrimmel til undersøgelse for leukocytter, protein, glukose, ketonstoffer og blod.

Uristix

Teststrimmel til undersøgelse for protein og glukose
Beholderen med teststrimler er let oplukkelig.



Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6402300	Multistix	10SG urinstix	Æske a 100 stk.	5328339
6402304	Multistix	8SG urinstix	Æske a 100 stk.	5258055
6402305	Multistix	7 urinstix	Æske a 100 stk.	1211267
6402308	Multistix	5 urinstix	Æske a 50 stk.	7500392
6402857	Uristix	Glukose og protein urinstix	Æske a 50 stk.	4010718

PRODUKTDATABLAD

Siemens Multistix®

Indholdsstoffer/materiale:	Reagenser: Reagensfelterne indeholder følgende reagenser: Protein: 0,3 % w/w tetrabromfenolblå; 97,3 % w/w buffer; 2,4 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Blod: 6,8 % w/w diisopropylbenzen dihydroperoxid; 4,0 % w/w 3,3',5,5'-tetra methyl -benzidin; 48,0 % w/w buffer; 41,2 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Leukocytter: 0,4 % w/w afledt pyrrolaminosyreester; 0,2 % w/w diazoniumsalt; 40,9 % w/w buffer; 58,5 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Nitrit: 1,4 % w/w p-arsanilinsyre; 1,3 % w/w 1,2,3,4-tetrahydrobenzo(h)quinolin-3-ol; 10,8 % w/w buffer; 86,5 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Glukose: 2,2 % w/w glukose-oxidase (mikrobiel, 1,3 IU); 1,0 % w/w peroxidase (peberrod, 3300 IU); 8,1 % w/w kaliumiodid; 69,8 % w/w buffer; 18,9 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Keton: 7,1 % w/w natrium nitroprussid; 92,9 % w/w buffer. pH: 0,2 % w/w methylrødt; 2,8 % w/w brom - thymolblåt; 97,0 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Massefylde: 2,8 % w/w bromthymolblåt; 68,8 % w/w poly (methylvinylether/maleinsyreanhydrid); 28,4 % w/w natriumhydroxid. Bilirubin: 0,4 % w/w 2,4-dikloranilindiazoniumsalt; 37,3 % w/w buffer; 62,3 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Urobilinogen: 0,2 % w/w p-diethylaminobenzaldehyd; 99,8 % w/w ikke-reaktive ingredienser.
	PVC/ftalater: Nej/Nej
	Latex: Nej
	CE klassifikation: EC directive 98/79/EC
	Steril: Nej
	Særlig mærkning: -
	Opbevaring åbnet/uåbnet: Opbevares ved temperatur mellem 15 og 30°C. Opbevares tørt og beskyttet mod sollys. I den originale beholder er teststrimlerne holdbare indtil den udløbsdato (slutningen af måneden), der er trykt på beholderen. Teststrimlerne må ikke bruges efter udløbsdatoen.
	Holdbarhed: Til påtrykt udløbsdato
	Bortskaffelse af vare og emballage: Bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.