

PRODUKTDATABLAD

CareSens kontrolopløsning

Kontrolvæske anvendes til at kontrollere at apparat og teststrimler arbejder korrekt sammen. Kontrolvæske anvendes på samme måde som med en bloddråbe.

Kontrolopløsning til normalområdet.

Efter åbning kan kontrolvæsken holde sig i tre måneder.

Bruges sammen med CareSens N blodsukkerapparat familien.



PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/IVD class IIb
Steril vare/metode:	Nej
Opbevaring:	Tørt og stuetemperatur. Kontrolvæsken skal opbevares mellem +8°C og +30°C.
Holdbarhed fra produktionen:	24 måneder
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Kontrolopløsning	Indhold
6407270	317570	CareSens kontrolopløsning	A/B	æske a 2 flasker

* Henviser til producentens reference nr.

PRODUKTDATABLAD

CareSens kontrolopløsning