

PRODUKTDATABLAD

Wet Wipe Desinfektion med klor, vand og sæbe

Kludene rengør og desinficerer i én arbejdsgang. Desinficerer effektivt mod Clostridium difficile, alle kendte virusfamilier (fx HIV og Hepatitis B), bakterier, sporer, skimmel- og gærsvampe.

Kludene anvendes til desinfektion af udstyr, inventar og kontaktpunkter ved patienter i isolation samt på alle overflader, der tåler klor f.eks. senge, galger, sengeborde, skinne med blodtryksapparat, ilt og sug, dropstativ, elektronisk dråbetæller, pumper og andet udstyr. Diverse hjælpemidler som fx. bækkenstol, stålift, kørestol og rollator.

Wet Wipe Disinfection engangsklude er imprægnerede med klor i pulverform. Pakken indeholder en crackingpose med vand og sæbe.

Når posen er brudt, løber vand/sæbe- opløsningen ud i kludene, som er klar til brug efter 7 min.



	H ₂ O	> 97,00 %
	Detergent	< 0,50 %
Indholdsstoffer/materialer:	Aktivt klor	1000-1200 ppm
	Inderemballage:	plast
	Yderemballage:	karton

PVC/ftalater:	Nej/Nej
----------------------	---------

Latex:	Nej
---------------	-----

CE klassifikation:	-
---------------------------	---

Steril:	Nej
----------------	-----

Opbevaring:	Koldt og tørt
--------------------	---------------

Holdbarhed uåbnet:	2 år
---------------------------	------

Holdbarhed åbnet:	Op til 7 dage
--------------------------	---------------

Bortskaffelse:	Forbrænding/genbrug
-----------------------	---------------------

Bemærkning:	Irriterer ved kontakt med huden og øjnene. Luk altid emballagen efter brug
--------------------	--

PRODUKTDATABLAD

Wet Wipe Desinfektion med klor, vand og sæbe

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7288894	Wet Wipe	Desinfektion med klor, vand og sæbe	20 x 30 cm	Pk. a 10 stk. – Krt. a 20 pk.	160549.01
7288895	Wet Wipe	Desinfektion med klor, vand og sæbe	43 x 30 cm	Pk. a 5 stk. – Krt. a 24 pk.	160535.01