

PRODUKTDATABLAD

GBUK Flergangssprøjte Enteral ENFit

GBUK flergangssprøjte Enteral ENFit anvendes til enteral indgift af flydende medicin, sondeernæring samt væske. Sprøjterne er pakket enkeltvis i steril emballage og er kompatible med ENFit 80369-3.

GBUK flergangssprøjte Enteral ENFit er genanvendelige under forudsætning af grundig rengøring og kan anvendes op til 30 gange eller 14 dage.



Materialer:	Fremstillet af polypropylen. Fri for DEHP og latex.
Indikation:	Anvendes til enteral indgift af flydende medicin, sondeernæring samt væske.
Klassifikation:	Ila
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Holdbar i 3-5 år fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen. Anvendes op til 30 gange eller 14 dage.
Bortskaffelse:	Bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123601	GBUK	Flergangssprøjte Enteral ENFit	1 ml	Pk. á 100 stk.	ELDISO-1H
1123602	GBUK	Flergangssprøjte Enteral ENFit	3 ml	Pk. á 100 stk.	ELDISO-3H
1123603	GBUK	Flergangssprøjte Enteral ENFit	5 ml	Pk. á 100 stk.	EISO-5H
1123604	GBUK	Flergangssprøjte Enteral ENFit	10 ml	Pk. á 100 stk.	EISO-10H
1123605	GBUK	Flergangssprøjte Enteral ENFit	20 ml	Pk. á 100 stk.- krt a 15 pk	EISO-20H
1123606	GBUK	Flergangssprøjte Enteral ENFit	60 ml	Æske. á 50 stk. – krt a 4 æsker	EISO-60H
1123517	GBUK	Flergangssprøjte Enteral ENFit	100 ml	Æske a 30 stk	EISO-100H2

For sundhedsfagligt personale