

# PRODUKTDATABLAD

## Medi-Test Combi urinstrimler

Meditest urinstrimler til måling af:

Meditest Combi 5 Måler følgende parametre:  
hæmoglobin, Protein, Nitrit, Glukose og  
Leukocytter.

Meditest Combi 7 følgende parametre: leukocytter,  
nitrit, protein, glukose, hæmoglobin, keton og pH.

Meditest Combi 10 følgende parametre:  
leukocytter, nitrit, protein, glukose, hæmoglobin,  
keton, urobilinogen, bilirubin, densitet og pH.



### Indholdsstoffer/materiale:

Hver test indeholder følgende pr. 1 cm<sup>2</sup>/testfelt:

**Blod:** tetrametylbenzidin 59 µg, cumenhydroperoxid 253 µg; **protein:** tetrabromopehnoiblåt 7,4 µg; **nitrit:** sulfanilsyre 80 µg, qunolinderivat 25 µg; **keton:** nitroprussid-natrium 116 µg; **glucose:** glukoseoxidase 3,2 U, peroxidase 0,2 U, o-tolidin 65 µg; **pH:** methylrødt 2,8 µg, bromthymolblåt 10 µg; **leukocytter:** carboxylsyreester 10,6 µg, diazoniumsalt 4,4 µg

<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	4-30 grader Celsius. Tørt og beskyttet mod direkte sollys. Lagring helst horisontalt.
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Tørt og mellem 4-30 grader Celsius, På køl 2-5 grader Celsius. Beskyttet mod direkte sollys. Luk beholderen umiddelbart efter brug for at opretholde holdbarhed
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	Frem til udløbsdato i beholderen (2 år efter produktionsdato)
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Frem til udløbsdato i beholderen
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler for risikoaffald
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Som almindeligt husholdningsaffald.
<b>Bemærkninger:</b>	Medi-Test Combi urinstrimler kan aflæses visuelt eller med URYXXON Relax instrument.

# PRODUKTDATABLAD

## Medi-Test Combi urinstrimler

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6404075	URYXXON	Medi-Test Combi 5L, urinstix	Æske a 100 stk.	93008
6404076	URYXXON	Medi-Test Combi 10, urinstix	Æske a 100 stk.	93068
6404079	URYXXON	Medi-Test Combi 7L, urinstix	Æske a 100 stk.	93031