

PRODUKTDATABLAD

Nutrison Peptisorb Plus HEHP

Nutrison Peptisorb Plus HEHP er en peptidbaseret fuldgyldig sondeernæring, som er energi- og proteinrig. Anvendes til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring hos patienter med malabsorption.

Nutrison Peptisorb Plus HEHP inderholder 100% hydrolyseret valle og har et øget indhold af mellemkædede fedtsyrer (60% MCT).

Produktet er et levnedsmiddel til særlig medicinsk formål.



Ingredienser:

Vand, maltodextrin, valleproteinhydrolysat (fra **komælk**), vegetabilsk fedt (mellemkædede fedtsyrer (kokosnød- og palmeolie), rapsolie), **soyalechitin**, stabilisator (microcrystallin cellulose, natrium carboxymethylcellulose), natriumcitrate, kaliumhydroxid, magnesiumhydrogenfosfat, calciumfosfat, cholinchlorid, natriumchlorid, natrium L-ascorbat, taurin, L-carnitin, jernlaktat, magnesiumcitrate, zinksulfat, carotenoider (indeholder **soya**) (lycopen oleoresin fra tomater, β -caroten, lutein), DL- α -tocopherylacetate, kobberglukonat, mangansulfat, calcium D-pantothenat, thiaminhydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, natriumfluorid, riboflavin, retinylacetate, nicotinamid, kromchlorid, pteroylmonoglutaminsyre, kaliumiodid, natriumselenit, D-biotin, pytomendon, natriummolybdat, cholecalciferol. Glutenfri.

Indikation:

Velegnet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring hos patienter med malabsorption. Anvendes med forsigtighed til børn mellem 1-6 år. Administration med enteral ernæringspumpe anbefales. Ved brug af gravity set bør anvendes ch \geq 8. Omrystes før brug.

Doseringer:

Produktet er fuldgyldigt ved 1000 ml eller kan anvendes som supplement i henhold til ordination. Doseringen er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist.

Opbevaring:

Uåbnede pakninger opbevares tørt og mellem 5-25°C. Åbnede pakninger opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer. Tilsluttet det lukkede system er hængetiden 24 timer ved stuetemperatur.

Holdbarhed:

12 måneder fra produktionsdato. Se datomærkning på emballagen. Efter åbning 24 timer under forudsætning af aseptisk håndtering.

Bortskaffelse:

Indhold bortskaffes som bioaffald. Emballage bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
7409120	Nutrison Peptisorb Plus HEHP	Sondeernæring	1000 ml	Krt. á 8 x 1000 ml	657750

For sundhedsfagligt personale

PRODUKTDATABLAD

Nutrison Peptisorb Plus HEHP

Næringsindhold pr. 100 ml		
ENERGI	kJ	631
	kcal	150
FEDT (30 E%)	g	5,0
Mættet fedt	g	3,6
MCT	g	3,0
Monoumættet fedt	g	0,6
Polyumættet fedt	g	0,8
KULHYDRAT (50 E%)	g	18,7
Sukkerarter	g	1,4
Laktose	g	< 0,025
Polysakkarider	g	17
PROTEIN (20 E%)	g	7,5
Nitrogen	g	1,2
FIBRE (0 E%)	g	< 0,5
SALT	g	0,49
MINERALER		
Natrium	mg (mmol)	197 (8,56)
Kalium	mg (mmol)	340 (8,70)
Klorid	mg (mmol)	60,0 (1,69)
Calcium	mg (mmol)	97,2 (2,43)
Fosfor	mg (mmol)	97,0 (3,13)
Magnesium	mg (mmol)	30,0 (1,23)
Jern	mg	2,33
Zink	mg	1,70
Kobber	mg	0,25
Mangan	mg	0,36
Fluor	mg	0,14
Molybdæn	µg	16,9
Selen	µg	9,40
Krom	µg	9,53
Jod	µg	18,5
VITAMINER		
Vitamin A	µg	123
Vitamin D	µg	2,00
Vitamin E	mg α-TE	1,94
Vitamin K	µg	8,10
Vitamin B ₁	mg	0,22
Vitamin B ₂	mg	0,26
Niacin	mg (mg NE)	0,11 (2,95)
Pantotensyre	mg	0,80
Vitamin B ₆	mg	0,26
Folinsyre	µg	30,0
Vitamin B ₁₂	µg	0,64
Biotin	µg	6,0
Vitamin C	mg	15
ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER		
Carotenoider	mg	0,30
Kolin	mg	55,5
VAND	ml	77
Osmolaritet	mosmol/l	445
Osmolalitet	mosmol/kg H ₂ O	580
Potential Renal Solute Load	mosmol/l	648
pH-værdi	pH	7,7